

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Skaitmeninio klausos aparato V701 VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekaime teisę daryti šiuos pakeitimus.



NAUDOJIMAS

1. Įdėkite elementą į elemento lizdą, uždarykite jį, tuomet klausos aparatas įsijungs.
2. Pirmą kartą dedami klausos aparatą į ausies landą, įsitikinkite, kad garso lygis nustatytas vidutinis ar silpnas.
3. Švelniai įsidėkite garso imtuvą su silikoniniu antgaliu, taip, kad Jums būtų patogiu.
4. Jeigu silpnai girdite, patikrinkite ar klausos aparato antgalis gerai uždėtas, ar tinkamai prigludęs, padidinkite garso lygį.
5. Atidarius baterijos lizdą aparatas išsijungia.

REKOMENDACIJOS

A. Nėra garso:

1. Patikrinkite ar elementas teisingai įdėtas
2. Jei elementas išsikrovęs, pakeiskite nauju
3. Klausos aparatas gali būti užsikimšęs – reikėtų jį išvalyti

B. Silpnas garsas:

1. Nepakanka elemento galios
2. Klausos aparatas užsikimšęs
3. Jeigu klausos aparatas skleidžia garsus panašius į „cypimą“, patikrinkite:
 - Ar silikoninė galvutė yra Jums tinkamo dydžio
 - Ar klausos aparato antgalis yra tinkamai prigludęs ausies landoje
 - Ar klausos aparatas yra tinkamai įdėtas
 - Ar neištrūkęs klausos aparato vamzdelis

Garso panašaus į „cypimą“ pagrindinė priežastis – susidarantis oro tarpas tarp klausos aparato antgalio ir ausies landos.

C. Klausos aparato valymas:

1. Tinkama ir tvarkinga ausų priežiūra mažina klausos aparato valymo dažnumą, bei tausoja patį klausos aparatą
2. Valykite su sausu audeklu, specialiu šepetėliu
3. Valykite su specialiu valymo skysčiu

Pastebėjimai:

1. Jeigu klausos aparatą naudojate maksimaliu garsu, tikėtina, kad jis Jums per silpnas. Jeigu jaučiatės nepatogiai, nebenaudokite klausos aparato.
2. Klausos aparatą saugoti nuo drėgmės.
3. Neišmeskite baterijų į buitinių atliekų konteinerį, jas meskite į specializuotus konteinerius.
4. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS, MES JUMS PADĖSIME.

Adresas: Žemaitės g. 22, Vilnius
Studentų g. 3A, Kaunas
Tel: 85 233 55 22
Email: info@urmokaina.lt
Web: www.KlausosAparatai24.lt

